

Descrizione della Prova: **AVERMECTINE E MILBEMICINE NEGLI ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO MEDIANTE HPLC**

Procedura di riferimento: **PRT.PGRES.511 Rev.002 del 23/03/2018**

Matrice: **MANGIME**

| <b>ANALITA</b> | <b>Recuperi <math>\pm</math> Scarto Tipo (%)</b> |                |                 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                | <b>0.5 mg/kg</b>                                 | <b>5 mg/kg</b> | <b>10 mg/kg</b> |
| EPRINOMECTINA  | 93 $\pm$ 5.3                                     | 97 $\pm$ 5.6   | 97 $\pm$ 4.1    |
| MOXIDECTINA    | 100 $\pm$ 3.5                                    | 104 $\pm$ 5.0  | 106 $\pm$ 5.1   |
| EMAMECTINA     | 98 $\pm$ 5.1                                     | 98 $\pm$ 7.7   | 98 $\pm$ 5.6    |
| ABAMECTINA     | 98 $\pm$ 4.9                                     | 96 $\pm$ 9.2   | 99 $\pm$ 8.3    |
| DORAMECTINA    | 110 $\pm$ 18.4                                   | 97 $\pm$ 9.3   | 100 $\pm$ 7.4   |
| IVERMECTINA    | 104 $\pm$ 15.5                                   | 99 $\pm$ 9.1   | 100 $\pm$ 8.5   |